



奕葉 EB-6 真品



偽品現象&示意如右圖

- 1, 顯微鏡調焦很難調, 有時還會往下掉。
- 2, 顯微鏡 XY 平移一鬆一緊, 有卡頓的情況。
- 3, 樣品台 XY 調節也是時緊時鬆, 精度沒辦法保證。



偽品示意圖說明

1. 偽品顯微鏡架橋兩邊有斜面
2. 偽品顯微鏡滑台旋鈕全黑且尺寸不同
3. 偽品英文版標籤下方多加註型號及中文奕葉字眼
4. 偽品樣品台滑台旋鈕尺寸不同
5. 偽品樣品台上下微調旋鈕無鎖住環